



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - BA

CCOMP
COORDENAÇÃO DE COMPRAS



PROPOSTA DE PREÇO

Nome Fantasia:

Razão Social:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Endereço:

Cidade:

Estado:

CEP:

E-mail:

Telefone:

Convidamos Vossa Senhoria, a apresentar neste formulário, de acordo com a Lei Federal nº 14.133 de 01.04.2021, a cotação relativa a especificação dos materiais/serviços abaixo discriminados.

Item	Especificação do Material ou Prestação de Serviço	Marca/Modelo	Un.	Quantidade	Preço unitário	Preço Total
1	Gurin Haste Longa. Gancho Direito, Slot Redondo fechado – 0,56mm. Indicado para tratamento ortodôntico quando se necessita realizar distalizações ou mesializações de unidades dentárias específicas (lado direito), utilizando-se ancoragem esquelética em mini-implante ou miniplaca. Marca Morelli (Ref. 35.05.004) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 5 unidades)		Caixa	06		
2	Gurin Haste Longa. Gancho Direito, Slot Redondo fechado – 0,56mm. Indicado para tratamento ortodôntico quando se necessita realizar distalizações ou mesializações de unidades dentárias específicas (lado direito), utilizando-se ancoragem esquelética em mini-implante ou miniplaca. Marca Morelli (Ref. 35.05.005) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 5 unidades)		Caixa	06		
3	Tubo Prescrição Edgewise Simples Conv. 022” Cola Gancho Central. Indicado para tratamento ortodôntico. O desenho anatômico do perfil com superfície arredondada, promovem acomodação da mucosa proporcionando conforto ao paciente. Slots com arestas arredondadas permitem a movimentação dos arcos mesmo em apinhamentos e desnivelamentos extremos. DENTES 16, 17, 26, 27, 36, 37, 46, 47. Marca Morelli. (Ref. 20.31.280) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades)		Caixa	30		
4	Gurin Slot Retangular Aberto – 0,56mm. Indicado para realizar tie back elástico quando da retração de dentes anteriores superiores e inferiores. Marca Morelli (Ref. 35.05.011) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades)		Caixa	06		

5	<p>Arco Intraoral Thermo Plus Médio NiTi Ret 0,45x0,63mm (.017"x.025").. Indicado para transmitir forças aos elementos dentários através dos bráquetes e tubos. Utilizado também como ancora de acessórios e o direcionamento dos dentes durante a movimentação dentária decorrente do tratamento ortodôntico.</p> <p>Marca Morelli (Ref. 50.72.225) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades).</p>		Caixa	08		
6	<p>Arco Intraoral Thermo Plus Médio NiTi Ret 0,48x0,63mm (.019"x.025"). Indicado para transmitir forças aos elementos dentários através dos bráquetes e tubos. Utilizado também como ancora de acessórios e o direcionamento dos dentes durante a movimentação dentária decorrente do tratamento ortodôntico.</p> <p>Marca Morelli (Ref. 50.72.227) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades).</p>		Caixa	08		
7	<p>Arco Intraoral Thermo Plus Grande NiTi Retangular 0,43x0,63mm (.017"x.025"). Indicado para transmitir forças aos elementos dentários através dos bráquetes e tubos. Utilizado também como ancora de acessórios e o direcionamento dos dentes durante a movimentação dentária decorrente do tratamento ortodôntico.</p> <p>Marca Morelli (Ref. 50.62.225) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades).</p>		Caixa	08		
8	<p>Arco Intraoral Thermo Plus Grande NiTi Retangular 0,48x0,63mm (.017"x.025"). Indicado para transmitir forças aos elementos dentários através dos bráquetes e tubos. Utilizado também como ancora de acessórios e o direcionamento dos dentes durante a movimentação dentária decorrente do tratamento ortodôntico.</p> <p>Marca Morelli (Ref. 50.62.227) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades).</p>		Caixa	08		
9	<p>Arco Intraoral Thermo Plus Grande NiTi Retangular 0,48x0,63mm (.016"x.025"). Indicado para transmitir forças aos elementos dentários através dos bráquetes e tubos. Utilizado também como ancora de acessórios e o direcionamento dos dentes durante a movimentação dentária decorrente do tratamento ortodôntico.</p> <p>Marca Morelli (Ref. 50.62.224) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 10 unidades).</p>		Caixa	08		

10	<p>Fio Morest Standard CrNi Retangular 0,45mm x 063mm (.018"x0.25") Vareta. Indicado para transmitir forças aos elementos dentários através dos bráquetes e tubos. Utilizado também como ancora de acessórios e o direcionamento dos dentes durante a movimentação dentária decorrente do tratamento ortodôntico. Marca Morelli (Ref. 55.03.013) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo com 10 unidades).</p>		Caixa	08		
11	<p>Moldeira para Impressão nº 05 par: superior/inferior. Utilizada para realização de moldagem com alginato e confecção de modelos em gesso para estudo e realização de aparelhos auxiliares e contenções. O material empregado nas Moldeiras é o nylon. Especialmente resistente à esterilização em autoclave (134°C) e aos esforços ocorridos durante a moldagem. Perfurada. (Apresentação: caixa contendo 2 unidades – par).</p>		Par	04		
12	<p>Moldeira para Impressão nº 06 par: superior/inferior. Utilizada para realização de moldagem com alginato e confecção de modelos em gesso para estudo e realização de aparelhos auxiliares e contenções. O material empregado nas Moldeiras é o nylon. Especialmente resistente à esterilização em autoclave (134°C) e aos esforços ocorridos durante a moldagem. Perfurada. (Apresentação: caixa contendo 2 unidades – par).</p>		Par	04		
13	<p>Moldeira para Impressão nº 07 par: superior/inferior. Utilizada para realização de moldagem com alginato e confecção de modelos em gesso para estudo e realização de aparelhos auxiliares e contenções. O material empregado nas Moldeiras é o nylon. Especialmente resistente à esterilização em autoclave (134°C) e aos esforços ocorridos durante a moldagem. Perfurada. (Apresentação: caixa contendo 2 unidades – par).</p>		Par	04		
14	<p>Moldeira para Impressão nº 08 par: superior/inferior. Utilizada para realização de moldagem com alginato e confecção de modelos em gesso para estudo e realização de aparelhos auxiliares e contenções. O material empregado nas Moldeiras é o nylon. Especialmente resistente à esterilização em autoclave (134°C) e aos esforços ocorridos durante a moldagem. Perfurada. (Apresentação: caixa contendo 2 unidades – par).</p>		Par	04		

15	Kit de Bráquetes 01 caso Prescrição Roth Standard .022" Can. Sup. 9º Ang. Gancho Can./Prés. Indicado para tratamento de maloclusões dentárias Desenvolvidos para atender os profissionais que preferem brackets de tamanho maior, com menor distância interbracktes. Apresentam maior tamanho e comprimento quando comparados a Linha Light.. Marca Morelli (Ref. 10.10.997) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 200 unidades).		<i>Kit</i>	08		
16	Kit de Bráquetes 01 caso Prescrição Roth Standard .022" Can. Sup. 9º Ang. Gancho Can./Prés. Indicado para tratamento de maloclusões dentárias Desenvolvidos para atender os profissionais que preferem brackets de tamanho maior, com menor distância interbracktes. Apresentam maior tamanho e comprimento quando comparados a Linha Light.. Marca Morelli (Ref. 10.10.971) ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: caixa contendo 20 unidades).		<i>Kit</i>	50		
17	Dobrador de Amarelo Quality Line. Autoclavável. Utilizado em procedimentos ortodônticos para ajuste do fio no slot do bráquete/tubo. Marca Ice ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: embalagem contendo com 1 Unidade).		<i>Unidade</i>	06		
18	Alicate Ortodôntico 139 Angle. Indicado para conformar arcos e realizar dobras específicas durante o tratamento ortodôntico. Produzido em liga de aço inoxidável e alta qualidade, autoclavável. Marca Ice ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: embalagem contendo com 1 unidade).		<i>Unidade</i>	04		
19	Alicate Ortodôntico Torque Curto 442C. Indicado para torque individual, para dobrar arcos em fios retangulares. Ponta com bico plano e liso. Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. Autoclavável. Marca Ice ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: embalagem contendo com 1 Unidade).		<i>Unidade</i>	04		
20	Alicate Ortodôntico Corte Distal. Indicado para oferecer um corte seguro e firme aos profissionais ortodontistas, sendo seu uso indicado para corte de fios twist-flex de 0,015" e retangulares até 0,021" x 0,025". Confeccionado em liga de aço inoxidável de alta qualidade. Corta e prende o fio. Pontas em Wídia. Autoclavável. Marca Ice ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: embalagem contendo com 1 Unidade).		<i>Unidade</i>	04		

21	Alicate Ortodôntico Corte Amarelo. Indicado para corte de fios macios até 0,012". Ele conta com ótimas propriedades para oferecer ao profissional ortodontista maior durabilidade e um bom manuseio durante seu uso. Confeccionado em liga de aço inoxidável de alta qualidade. Pontas em Widia. Autoclavável. Marca lee ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: embalagem contendo com 1 Unidade).		Unidade	04		
22	Alicate Ortodôntico 347 Saca Banda. Indicado para remoção de bandas posteriores. Feito em liga de aço inoxidável. Possui ponta com nylon. Autoclavável. Marca Zatty ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: embalagem contendo com 1 Unidade).		Unidade	03		
23	Marcador de Banda Estrela de Boone de Aço. Utilizado para riscar bandas e posicionar bráquetes e acessórios. Fabricado em aço inoxidável. Possui pontas tratadas termicamente. Tamanho: 2,0mm-3,5mm. Marca Morelli ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: embalagem contendo com 1 Unidade).		Unidade	04		
24	Marcador de Banda Estrela de Boone de Aço. Utilizado para riscar bandas e posicionar bráquetes e acessórios. Fabricado em aço inoxidável. Possui pontas tratadas termicamente. Tamanho: 4,0mm-5,5mm. Marca Morelli ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: embalagem contendo com 1 Unidade).		Unidade	02		
25	Pinça para Colagem de Bráquetes. Indicado como auxiliar na colagem e remoção de bracket. Produzido em liga de Aço Inoxidável de alta qualidade. Marca ice ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: embalagem contendo com 1 Unidade).		Unidade	06		
26	Porta Agulha Mathieu Orto. indicado e apropriado para a apreensão de fios e torção de fios de amarrilhos. Fio máximo indicado: fio de amarelo a 0,30mm — 0,012". Cabo com cremalhera e acabamento escovado. Aço inoxidável. Tamanho: 11cm. Autoclavável. Marca Quinelato ou marca de igual ou superior qualidade. (Apresentação: embalagem contendo com 1 Unidade).		Unidade	04		
27	Chave Sextavada Para Porca Do Gurin. Ferramenta para apertar e soltar a porca do Parafuso Gurin. Aço inoxidável de alta resistência para maior aperto da porca e melhor travamento ao arco. Tamanho: 100mm. (Apresentação: embalagem contendo 01 unidade)		Unidade	04		

28	Acalgador de Bandas. Indicado para a adaptação de anéis, permitindo melhor adaptação da banda. Ponta acaladora inoxidável. Resistente às pressões de mordidas e às temperaturas de esterilizações de autoclave. Formato: triangular. (Apresentação: embalagem contendo 01 unidade).	<i>Unidade</i>	02		
29	Kit Cirúrgico Estéril 40 gramatura. Utilizado em cirurgias para proteção individual do cirurgião-dentista e do paciente. Embalagem contendo no mínimo: 02 Aventais cirúrgicos grandes + 02 Toalhas absorventes + 01 Campo de mesa com medidas iguais ou aproximadas de 70cm x 70cm + 01 Protetor de sugador + 01 Campo fenestrado com medidas iguais ou aproximadas de 1,20m x 70cm e 01 Protetor refletor. Marca/Modelo: SP Health/SP Odonto n° 1 Perio ou marca/modelo de igual ou superior qualidade. (Apresentação: embalagem contendo 01 kit).	<i>Kit</i>	250		
Total					

Observações Importantes:

1. Estarão obrigados a emitir Nota Fiscal Eletrônica todos os fornecedores de mercadorias para órgão público Municipal ou Estadual do Estado da Bahia, conforme parágrafo único renumerado como § 2º pelo art. 2º do Decreto nº 9.360 de 7 de março de 2005. Multa diária por atraso de acordo com a Lei Estadual 14.634/2023.

2. Favor preencher todos os campos desta proposta de preço. Incluir informações sobre a marca e o modelo do produto cotado. Apor carimbo da empresa com o respectivo CNPJ. O pagamento será realizado através de crédito na conta bancária informada.

4. Não serão aceitas propostas fora do prazo estipulado de 3 (três) dias úteis nos termos do art. 75 § 3º da Lei Federal 14.133/21. Os formulários preenchidos devem ser encaminhados para o email: ccomp@tjba.jus.br.

5. Em caso de dúvidas, entrar em contato: (71) 3372-1596

6. LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL: PRAÇA DOM PEDRO II, CAMPO DA PÓLVORA, S/N – FÓRUM RUY BARBOSA, POSTO DE SAÚDE NO SUBSOLO, CEP: 40.040-900, SALVADOR – BA

CONTATO: ÍTALO DE BRITO Tel.: (71) 3372-1596 E-mail: ccomp@tjba.jus.br

Validade da Proposta: 60 dias Prazo de Entrega: _____ dia(s) [] corrido(s) [] útil(eis) Garantia/Validade:

Condições de Pagamento: Empenho Assistência Técnica:

Banco: Agência: Conta Corrente:

Nome Legível: Coordenação de Compras:

Data: __/__/__ Ass: Data: __/__/__ Ass: